## Demande de dosage d'anticorps anti-natalizumab

1 tube identifié au nom du patient contenant 1 à 2 ml de sérum à conserver à température ambiante

LABORATOIRE PASTEUR CERBA - 95066 Cergy Pontoise cedex 9 Service réception - Nathalie Duchaussoy

LABORATOIRE	
TAMPON DU LABORATOIRE	
Numéro de correspondant Pasteur Cerba :	
	70
IDENTITÉ DU PATIENT	
Sexe:   F M	
Nom:	
Prénom : Date de naissance : LLLLLL	
IDENTITÉ DU MÉDECIN ————————————————————————————————————	
Numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins :	
Nom: Prénom:	
Centre Hospitalier: Adresse:	
7.di 0000 1	
Téléphone : LILLILLI Fax : LILLILLILLILLILLILLILLILLILLILLILLILLIL	
E-mail:	
RÉSERVÉ PC :	
2 EXEMPLAIRES RÉSULTAT AU MÉDECIN	
N° FACTURATION : 13817 U	
INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT ————————————————————————————————————	
Date du prélèvement : CODE ANALYSE : TYSAB / SÉRUM	
Motif du dosage :	A
☐ Inefficacité du traitement	ANALYSE
☐ Réactions liées à la perfusion	
☐ Prélèvement de contrôle à 6 semaines après un premier prélèvement positif ou douteu	JX P
□ Dosage systématique après arrêt prolongé du traitement	REN
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT PAR NATALIZUMAB	SEI
Nombre de perfusions de natalizumab administrées au patient :	PRE-RENSEIGNEE
Momente de perfusions de natalizarias duffilhistrees du patient.	

## Modalités de prélèvement

- Prélever le sang 4 semaines après la dernière perfusion de TYSABRI°.
- Collecter suffisamment de sang de manière à obtenir au minimum 1 ml de sérum.
- Collecter le sang dans un tube sec (avec ou sans gel).

## Modalités d'envoi des prélèvements

- Les échantillons doivent être transférés au laboratoire central d'analyses de l'hôpital.
- Le laboratoire doit centrifuger le tube (4000 tours/min ou 1500 g pendant 10 à 15 minutes) et décanter le sérum. Il est recommandé d'envoyer uniquement le sérum.
  - Document à joindre :

Retourner le formulaire ci-joint de demande de dosage des anticorps anti-natalizumab intégralement rempli avec le tube.

- Conditionnement :
  - Les prélèvements peuvent être envoyés sans précaution particulière (le conditionnement à + 4°C n'est pas nécessaire).
- Jours d'envoi des échantillons :

Du lundi au vendredi.

En fonction du type d'envoi choisi, il peut être préférable d'éviter les envois du vendredi.

• Destinataire:

LABORATOIRE PASTEUR CERBA - 95066 Cergy Pontoise cedex 9
Service réception - Nathalie Duchaussoy

Téléphone : 01 34 40 20 20 Fax : 01 34 40 21 29

## Réception des résultats

Les résultats seront communiqués par courrier au neurologue prescripteur, dans un délai de **2 semaines environ** à compter de la réception du sérum par le laboratoire Pasteur Cerba en charge du dosage des anticorps anti-natalizumab.

Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter le numéro vert de Biogen Idec France :

N° Vert ) 0 800 84 16 64)