



Date d'application	12-12-2022	Date d'archivage	-
Dernière révision	-	Prochaine révision	-

Rédaction	Vérification	Approbation	Diffusion
00-00-0000	20-11-2017	08-02-2023	08-02-2023
TRUQUET	NOWOCZYN	LOILIER	LOILIER
Florence	Marie	Magalie	Magalie

Description du document

Site concerné	-
Service Concerné	Poste I1(10)
Qualification concernées	Poste L1
Dernière modification	Motif : Migration sans modifications
Thème utilisé pour la référence	5.5 Processus analytiques
Processus utilisé pour la référence	ANA Processus analytique

Historique des modifications

Référence	Diffusé le	Archivé le
PB-SEPA-FT-396	-	-

Motif

Migration sans modifications



Les bandelettes SulfiTest (Merck) sont délivrées par petites quantités dans une enveloppe par le secteur de biochimie (sous-secteur biochimie métabolique) au poste 4842 ou GSM 0760077700.

Elles sont à utiliser sur urines fraîchement émises, au lit du malade, en cas de convulsions.

Plonger la bandelette pendant une seconde dans l'urine de manière à bien humidifier la zone réactionnelle.

Retirer la bandelette, secouer le liquide en excès et après 30 secondes noter la coloration de la zone réactionnelle :

Si apparition d'une coloration rose, transmettre les urines en urgence dans la glace (important car composé très instable) au laboratoire secteur de biochimie pour chromatographie des acides aminés. Joindre un bon de biochimie métabolique et les renseignements cliniques nécessaires, **écrire sur le bon « SulfiTest positif »**.

Si cela n'a pas déjà été fait, prélever 2 à 5 mL de sang sur tube hépariné (bouchon vert) pour réalisation d'une chromatographie des acides aminés plasmatiques. Ce tube est à acheminer de la même façon : **en urgence dans la glace**.