

	FICHE TECHNIQUE	PB-HEMATO-FT-880
	IMMUNOPHENOTYPAGE PAR CYTOMETRIE EN FLUX SUR BIOPSIE REALISEE AU CHU DE CAEN	Version 3 Date d'application 2018-03-02
Entité émettrice : LBM du CHU de CAEN		Page 1/1 édité le 15 février 2018

Voici la démarche à suivre en cas de demande d'immunophénotypage lors d'une suspicion de lymphome :

1. Dès la fixation de la date opératoire : prévenir le secteur de CMF du laboratoire de la date d'intervention prévue (02.31.06.53.30). Si le poste est déjà en ligne laisser un message sur le répondeur, le laboratoire rappellera pour confirmation.
2. Réaliser la biopsie et placer un fragment de la biopsie **dans un tube RPMI** (tubes mis à disposition [au laboratoire CMF-hématologie](#) tour Côte de Nacre niveau 3). Les tubes RPMI sont à conserver avant utilisation entre +2 et +8°C.

Surtout ne pas utiliser de formol car les cellules doivent être vivantes pour l'immunophénotypage.

3. Préparer un fragment de la biopsie **pour le secteur d'anatomie pathologique** selon les modalités requises.
4. Apporter immédiatement l'échantillon, à température ambiante, accompagné des renseignements (siège de la biopsie, heure du prélèvement, renseignements cliniques) à l'Accueil Biologique Commun (ABC) niveau 3.

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Validation	Approbation
Nom(s): TRUQUET Florence	Nom(s), Date(s): SALAUN Véronique 2018-02-14	Nom(s), Date(s): CORNET Edouard 2018-02-15