

**Feuille à joindre à la demande de dosage de la protéine S100B dans le cadre de la prise en charge d'un traumatisme crânien léger (TCL) de l'adulte**

Tube à prélever : Tube sec (bouchon jaune) avec gel séparateur à joindre avec un bon de Biochimie et cette feuille remplie

Etiquette patient
(obligatoire)

Éléments à renseigner (obligatoire pour réalisation du dosage) :

Médecin prescripteur :

Délai entre le TCL et le prélèvement sanguin :

Heure du TCL :

Heure du prélèvement :

Un délai supérieur à 3 h entre le TCL et le prélèvement contre-indique le dosage de S100B (risque de faux négatifs)

Présence d'au moins un facteur de risque justifiant le dosage de la protéine S100B :

- Amnésie des faits de plus de 30 minutes avant le TCL (amnésie rétrograde)**
- Perte de conscience ou amnésie**
- Prise d'antiagrégant**

L'absence de ces 3 facteurs de risque contre-indique le dosage de S100B (retour à domicile suffisant)

Contre-indications à un dosage de S100B dans le cadre de la prise en charge d'un TCL :

- TCL > 3 heures
- Présence d'un facteur de risque devant faire réaliser un scanner cérébral dans l'heure suivant sa demande (déficit neurologique focalisé, GCS < 15 à 2 h du TCL, suspicion de fracture ouverte du crâne ou d'embarure, tout signe de fracture de la base du crâne, otorrhée ou rhinorrhée de LCR, plus d'un épisode de vomissement chez l'adulte, traitement AVK)