



Destinataires : services cliniques du C.H.U.

**EXPLORATION BIOLOGIQUE  
D'UN CHOC ANAPHYLACTIQUE**

- 1/ Prélever un tube edta et un tube sec à gel ou tube sec : aussitôt après les gestes d'urgence  
Prélever un tube edta : - 2 heures plus tard  
- 24h plus tard si le patient est présent.

Sur chaque tube, coller l'étiquette d'identité du patient, noter la date et l'heure du prélèvement.

- 2/ Remplir la fiche de renseignements cliniques du bon « CHOC », y mettre une étiquette patient + étiquette service.

**Dès qu'un prélèvement est effectué, le garder au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C, NE PAS CONGELER). - Mettre les 2 premiers prélèvements et le bon « CHOC » rempli dans un sachet de transport identifié par l'étiquette « SACHET CHOC » et acheminer à l'ABC (accueil biologique commun).  
- Transmettre le 3eme prélèvement dès réalisation à l'ABC dans un sachet de transport identifié par l'étiquette « SACHET CHOC »**