



Dosage de l'activité Asparaginase

- **1 tube sur Héparinate de Lithium**
- **Délai envoi < 36 H : Ne pas centrifuger et envoyer le sang total à température ambiante (15 à 30 °C).**
- **Délai envoi > 36 H : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-15 à -45°C).**

A l'attention du :

Pr Nicolas de ROUX

Laboratoire de Biochimie-Hormonologie

Hôpital Robert DEBRE

48 boulevard Sérurier – 75935 PARIS Cedex 19

Premier traitement ☐ Oui ☐ Non

Reprise traitement ☐ Oui ☐ Non

Etiquette du patient

Type Asparaginase	Date de début du traitement actuel par Asparaginase	Heure d'injection si réaction allergique	Date de prélèvement	Heure de prélèvement si réaction allergique

Asparaginase : KIRDOLASE, ONCASPAR, ERWINIA, SPECTRILA

Notion de réaction allergique : ☐ Oui ☐ Non

Tampon du Service

Résultats à transmettre à : _____
(Nom du Prescripteur)