



A
congeler
dans les
6 heures

DOSAGE DES CYTOKINES IL-10 et IL-6 par cytométrie en flux

Réception du lundi au vendredi avant 15h00. Fermé samedi, dimanche et jours fériés.

Dr Magali LE GARFF-TAVERNIER, Dr Agathe MAILLON

Nom usuel :	Hôpital et service (étiquette UF) :	Prescripteur :
Nom de naissance :		Nom :
Prénom :		Téléphone :
Date de naissance :		Préleveur :
Sexe : M F		Nom :

<u>RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES, INDISPENSABLES</u>	☐ Diagnostic ☐ Suivi, traitement en cours :
---	---

Date de prélèvement/congélation :	Heure de prélèvement :
	Heure de congélation :
	(Délai <6h du prélèvement)

<u>Nature de l'échantillon</u> : minimum 100µL dans un microtube (seringue interdite)	
☐ LCR (minimum 5 gouttes)	
☐ Humeur aqueuse	} ☐ œil droit ☐ œil gauche
☐ Vitré, uniquement pur	

CONDITIONS DE TRANSPORT :

- Les **échantillons frais** doivent arriver au laboratoire **impérativement moins de 6 h** après le prélèvement.
A défaut, les congeler.
- Les **échantillons congelés** doivent être transportés dans de la carboglace.

Partie réservée à l'UF phénotypage des hémopathies

Reçu le à par :	Etiquette SCANORDO
Nombre de tubes : ☐ Frais ☐ Congelé ☐ Décongelé	
Conforme OUI-NON :	

DOSAGE DES CYTOKINES IL-10 et IL-6 par cytométrie en flux
Hôpitaux Universitaires PITIE-SALPETRIERE - CHARLES FOIX
BATIMENT LA PHARMACIE (4ème étage)
UF PHENOTYPAGE DES HEMOPATHIES

A
congeler
dans les
6 heures

A
congeler
dans les
6 heures

A
congeler
dans les
6 heures

A
congeler
dans les
6 heures

DOSAGE DES CYTOKINES IL-10 et IL-6 par cytométrie en flux
Hôpitaux Universitaires PITIE-SALPETRIERE - CHARLES FOIX
BATIMENT LA PHARMACIE (4ème étage)
UF PHENOTYPAGE DES HEMOPATHIES